

npuri[®]

by Bambiboo

FACTSHEET – INSTRUCTION OF USE – SAFETY INFORMATION – CONTACT DETAILS



EN – PL – DE – CZ – ES – FR – HU – IT – NL – RO – SK – SV

BRAND NAME:

npuri by Bambiboo

PRODUCT NAME:

npuri by Bambiboo selfwarming steam eye mask

KEY INGREDIENTS:

Next to your skin: chlorine-free non-woven fabric and soft elastic ear loops. Inner pocket: non-woven pouch with a self-heating insert (iron powder, activated carbon, sodium polyacrylate, sodium chloride, water, vermiculite). Fragrance-free product.

Dispose of the box in the paper recycling bin and the sachet in the plastic recycling bin.

Made in China.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Before applying the mask, remove makeup and cleanse your face and eyelids. Take the mask out of the sachet and unfold it. Then place it over closed eyes and hook the ear loops around your ears. The mask will start to warm up after being removed from the sachet – use it immediately after opening. The maximum temperature does not exceed 45°C (average temperature: 42°C). The mask stays warm for about 20 minutes. Dispose of the used mask in a bin.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

WARNING: To avoid the risk of suffocation, keep the packaging and pads out of the reach and sight of children and pets. Single-use product.
EXPIRY DATE: see packaging.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

For home use only. Do not use the mask if it is damaged, unsealed, or past its expiration date. Contact lens or eyeglass wearers should remove them before use. Do not use eye drops immediately before applying the mask. Not for use by children. Pregnant women and people with eye or skin conditions, or those who have recently undergone facial procedures, should consult a doctor and exercise caution when applying the mask. If you experience any discomfort, burning sensation, redness, or irritation of the eyes or eyelids while using the mask, discontinue use immediately and consult a doctor if necessary.

RESPONSIBLE ENTITY:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

PRODUCER:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ELECTRONIC ADDRESS:

hello@npuri.eu
npuri.pl

ELECTRONIC ADDRESS:

hello@npuri.eu
npuri.pl

NAZWA MARKI:

npuri by Bambiboo

NAZWA PRODUKTU:**npuri by Bambiboo samonagrzewająca się maska na oczy****PODSTAWOWE SKŁADNIKI:**

Przy skórze: niebielona chlorem włóknina i miękkie elastyczne uchwyty za uszy, kieszonka z włókniny z samopodgrzewającym się wkładem (iron powder, activated carbon, sodium polyacrylate, sodium chloride, water, vermiculite). Produkt nie zawiera perfum.

Kartonik wyrzucić do pojemnika na papier, a saszetkę do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Wyprodukowano w Chinach.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Przed nałożeniem maseczki usuń makijaż, oczyść twarz oraz oczy. Wyjmij maskę z saszetki i rozłóż ją. Następnie nałóż maskę na zamknięte oczy, zaczepiając uchwyty maski za uszy. Maska zacznie się nagrzewać po wyjęciu z saszetki – należy ją zastosować bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Maksymalna temperatura nie przekracza 45°C (średnia temperatura wynosi 42°C). Po ok. 20 minutach relaksu, użytą maskę wyrzucić do kosza.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka uduszenia oraz zwierząt. Produkt jednorazowego użycia. Produkt jednorazowego użytku. DATA WAŻNOŚCI: patrz opakowanie.

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:**

Tylko do użytku domowego. Nie używaj maseczki, jeśli jest uszkodzona, nieszczelna lub po upływie terminu ważności. Osoby noszące soczewki kontaktowe lub okulary korekcyjne powinny je zdjąć przed użyciem. Bezpośrednio przed użyciem maseczki, nie używaj kropli do oczu. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Kobiety ciężarne, osoby cierpiące na choroby oczu, skóry lub po zabiegach w obrębie twarzy przed użyciem maseczki powinny skonsultować się z lekarzem i zachować ostrożność. Jeżeli podczas używania maseczki odczujesz dyskomfort, pieczenie, zaczerwienienie lub podrażnienie oczu i powiek, natychmiast przerwij stosowanie i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

PRODUCENT:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ADRES ELEKTRONICZNY:

hello@npuri.eu
npuri.pl

ADRES ELEKTRONICZNY:

hello@npuri.eu
npuri.pl

MARKENNAME:

npuri by Bambiboo

PRODUKTNAME:

npuri by Bambiboo selbstwärmende Dampf-Augenmaske

HAUPTBESTANDTEILE:

Direkt auf der Haut: chlorfreies Vliesmaterial und weiche elastische Ohrschlaufen.

Innenfach: Vliesbeutel mit selbstwärmendem Einsatz (Eisenpulver, Aktivkohle, Natriumpolyacrylat, Natriumchlorid, Wasser, Vermiculit). Duftstofffreies Produkt.

Entsorgen Sie den Karton im Altpapier und den Beutel im Kunststoffabfall.

Hergestellt in China.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vor der Anwendung Make-up entfernen und Gesicht sowie Augenlider reinigen. Nehmen Sie die Maske aus dem Beutel und entfalten Sie sie. Legen Sie sie auf die geschlossenen Augen und befestigen Sie die Schlaufen hinter den Ohren. Die Maske beginnt sich nach dem Öffnen des Beutels zu erwärmen – sofort nach dem Öffnen verwenden. Die maximale Temperatur überschreitet 45 °C nicht (durchschnittlich 42 °C). Die Maske bleibt ca. 20 Minuten warm. Gebrauchte Maske im Abfall entsorgen.

SICHERHEITSHINWEISE:

WARNUNG: Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie die Verpackung und Pads außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern auf. Einwegprodukt.

VERFALLSDATUM: siehe Verpackung.



GEBRAUCHSHINWEISE:

Nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn sie beschädigt, nicht versiegelt oder nach Ablauf des Verfallsdatums ist. Kontaktlinsen- oder Brillenträger sollten diese vor der Anwendung abnehmen. Verwenden Sie unmittelbar vor dem Auftragen der Maske keine Augentropfen. Nicht für Kinder geeignet. Schwangere Frauen sowie Personen mit Augen- oder Hauterkrankungen oder Personen, die kürzlich kosmetische Gesichtsbearbeitungen hatten, sollten vor der Anwendung einen Arzt konsultieren und besondere Vorsicht walten lassen. Wenn während der Anwendung Beschwerden, Brennen, Rötungen oder Reizungen der Augen oder Augenlider auftreten, die Anwendung sofort abbrechen und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

VERANTWORTLICHER:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

PRODUZENT:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ELEKTRONISCHE ADRESSE:

hello@npuri.eu
npuri.pl

ELEKTRONISCHE ADRESSE:

hello@npuri.eu
npuri.pl

NÁZEV ZNAČKY:

npuri by Bambiboo

NÁZEV PRODUKTU:**npuri by Bambiboo samohřejivá parní oční maska****HLAVNÍ INGREDIENCE:**

Kontakt s pokožkou: netkaná textilie bez chlóru a měkké elastické poutka na uši.

Vnitřní kapsa: netkaný sáček se samohřejivou vložkou (železný prášek, aktivní uhlí, polyakrylát sodný, chlorid sodný, voda, vermikulit). Bez parfemace.

Krabíčku vyhodte do papíru, sáček do plastu.

Vyrobeno v Číně.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před použitím odstraňte make-up a očistěte obličej a oční víčka. Vyjměte masku ze sáčku a rozložte ji. Přiložte na zavřené oči a upevněte poutka za uši.

Maska se začne zahřívat po vyjmutí ze sáčku – použijte ihned po otevření. Maximální teplota nepřesahuje 45 °C (průměrná teplota 42 °C). Maska hřeje přibližně 20 minut. Použitou masku vyhodte do koše.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI:

UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli riziku udušení, uchovávejte obal i tampónky mimo dosah a dohled dětí a domácích zvířat. Jednorázový výrobek.

DATUM SPOTŘEBY: viz obal.

**POKYNY K POUŽITÍ:**

Pouze pro domácí použití. Masku nepoužívejte, pokud je poškozená, neuzavřená nebo po datu expirace. Uživatelé kontaktních čoček nebo brýlí by je měli před použitím sundat. Nepoužívejte oční kapky bezprostředně před aplikací masky. Není určeno pro děti. Těhotné ženy a osoby s očními nebo kožními onemocněními nebo po nedávných kosmetických zákrocích v oblasti obličeje by se měly před použitím poradit s lékařem a postupovat opatrně. Pokud se během používání objeví nepohodlí, pálení, zarudnutí nebo podráždění očí či očních víček, okamžitě přestaňte masku používat a v případě potřeby se poraďte s lékařem.

ZODPOVĚDNÝ SUBJEKT:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ELEKTRONICKÁ ADRESA:

hello@npuri.eu
npuri.pl

VÝROBCE:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ELEKTRONICKÁ ADRESA:

hello@npuri.eu
npuri.pl

NOMBRE DE LA MARCA:

npuri by Bambiboo

NOMBRE DEL PRODUCTO:

npuri by Bambiboo mascarilla ocular térmica de vapor

INGREDIENTES PRINCIPALES:

En contacto con la piel: tejido no tejido sin cloro y suaves bandas elásticas para las orejas.

Bolsillo interior: bolsa no tejida con inserto autocalentable (polvo de hierro, carbón activado, poliacrilato de sodio, cloruro de sodio, agua, vermiculita).

Producto sin fragancia.

Deseche la caja en el contenedor de papel y el sobre en el contenedor de plástico.

Fabricado en China.

INSTRUCCIONES DE USO:

Antes de usar, retire el maquillaje y limpie el rostro y los párpados. Saque la mascarilla del sobre y despliegue. Colóquela sobre los ojos cerrados y enganche las bandas detrás de las orejas.

La mascarilla comienza a calentarse al sacarla del sobre – úsela inmediatamente después de abrir.

La temperatura máxima no supera los 45 °C (temperatura media: 42 °C). La mascarilla permanece caliente durante unos 20 minutos. Deseche la mascarilla usada en la basura.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

ADVERTENCIA: Para evitar riesgo de asfixia, mantenga el envase y los discos fuera del alcance y la vista de niños y mascotas. Producto desechable.

FECHA DE CADUCIDAD: ver envase.



INSTRUCCIONES DE USO:

Solo para uso doméstico. No utilice la mascarilla si está dañada, sin sellar o pasada la fecha de caducidad. Los usuarios de lentes de contacto o gafas deben retirarlos antes de su uso. No utilice gotas para los ojos inmediatamente antes de aplicar la mascarilla. No apto para niños. Las mujeres embarazadas y las personas con afecciones oculares o cutáneas, o que se hayan sometido recientemente a procedimientos faciales, deben consultar a un médico y tener precaución al aplicar la mascarilla. Si experimenta molestias, sensación de ardor, enrojecimiento o irritación de los ojos o párpados durante el uso, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un médico si es necesario.

ENTIDAD RESPONSABLE:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

PRODUCTOR:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

hello@npuri.eu
npuri.pl

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

hello@npuri.eu
npuri.pl

NOM DE LA MARQUE:

npuri by Bambiboo

NOM DU PRODUIT:

npuri by Bambiboo masque chauffant vapeur pour les yeux

INGRÉDIENTS CLÉS:

Au contact de la peau : tissu non tissé sans chlore et boucles élastiques douces pour les oreilles.
 Pochette intérieure : sachet non tissé avec insert autochauffant (poudre de fer, charbon actif, polyacrylate de sodium, chlorure de sodium, eau, vermiculite). Produit sans parfum.

Jetez la boîte dans le conteneur papier et le sachet dans le conteneur plastique.

Fabriqué en Chine.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ:

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Avant utilisation, retirez le maquillage et nettoyez le visage. **ADVERTENCIA:** Para evitar riesgo de asfixia, et les paupières. Sortez le masque du sachet et dépliez-le. mantenga el envase y los discos fuera del alcance y la Placez-le sur les yeux fermés et fixez les élastiques vista de niños y mascotas. Producto desechable. derrière les oreilles. Le masque commence à chauffer dès sa sortie du sachet – utilisez-le immédiatement après **FECHA DE CADUCIDAD:** ver envase. ouverture.

La température maximale ne dépasse pas 45 °C (température moyenne : 42 °C). Le masque reste chaud environ 20 minutes. Jetez le masque usagé à la poubelle.



CONSEILS D'UTILISATION:

Usage domestique uniquement. N'utilisez pas le masque s'il est endommagé, non scellé ou périmé. Les porteurs de lentilles de contact ou de lunettes doivent les retirer avant utilisation. N'utilisez pas de collyre immédiatement avant l'application du masque. Ne convient pas aux enfants. Les femmes enceintes et les personnes souffrant de troubles oculaires ou cutanés, ou ayant récemment subi des soins esthétiques du visage, doivent consulter un médecin et faire preuve de prudence lors de l'utilisation du masque. En cas d'inconfort, de sensation de brûlure, de rougeur ou d'irritation des yeux ou des paupières pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'application et consultez un médecin si nécessaire.

ENTIDAD RESPONSABLE:

SINCO Sp. z o.o.
 Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
 + 48 577 983 939

PRODUCTOR:

SINCO Sp. z o.o.
 Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
 + 48 577 983 939

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

hello@npuri.eu
 npuri.pl

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

hello@npuri.eu
 npuri.pl

MÁRKANÉV:

npuri by Bambiboo

TERMÉKNÉV:

npuri by Bambiboo önmelegítő gőz szemmaszk

FŐ ÖSSZETEVŐK:

Bőrrel érintkező rész: klórmentes nem szőtt anyag és puha, rugalmas fülpántok.

Belső tasak: nem szőtt tasak önmelegítő betéttel (vaspor, aktív szén, nátrium-poliakrilát, nátrium-klorid, víz, vermikulit).
Illatanyagmentes termék.

A dobozt papír-, a tasakot műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe dobja.

Kínában készült.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Használat előtt távolítsa el a sminket, és tisztítsa meg az arcot és a szemhéjakat. Vegye ki a maszkot a tasakból és hajtja ki. Helyezze a csukott szemekre, majd rögzítse a pántokat a fülek mögött. A maszk a tasakból kivéve melegedni kezd – azonnal használja fel. A maximális hőmérséklet nem haladja meg a 45 °C-ot (átlaghőmérséklet: 42 °C). A maszk körülbelül 20 percig meleg marad. A használt maszkot dobja a szemébe. .

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:

FIGYELMEZTETÉS: A fulladásveszély elkerülése érdekében a csomagolást és a korongokat tartsa gyermekektől és háziállatoktól távol. Eldobható termék.

LEJÁRATI IDŐ: lásd a csomagoláson.

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:**

Kizárólag otthoni használatra. Ne használja a maszkot, ha sérült, nincs lezárva vagy lejárt a szavatossági ideje. Kontaktlencsét vagy szemüveget viselők használat előtt távolítsák el azokat. Ne használjon szemcseppet közvetlenül a maszk felhelyezése előtt. Gyermekek számára nem alkalmas. Terhes nők, valamint szem- vagy bőrproblémákkal küzdő személyek, illetve akik nemrégiben arckezelésen estek át, a használat előtt konzultáljanak orvossal és körültekintően járjanak el. Ha használat közben kellemetlenséget, égő érzést, bőrpírt vagy a szemek vagy szemhéjak irritációját tapasztalja, azonnal hagyja abba a használatot, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

FELELŐS SZERVEZET:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

GYÁRTÓ:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ELEKTRONIKUS CÍM:

hello@npuri.eu
npuri.pl

ELEKTRONIKUS CÍM:

hello@npuri.eu
npuri.pl

NOME DEL MARCHIO:

npuri by Bambiboo

NOME DEL MARCHIO:

npuri by Bambiboo maschera occhi autoriscaldante a vapore

INGREDIENTI PRINCIPALI:

A contatto con la pelle: tessuto non tessuto privo di cloro ed elastici auricolari morbidi.
 Tasca interna: sacchetto in tessuto non tessuto con inserto autoriscaldante (polvere di ferro, carbone attivo, poliacrilato di sodio, cloruro di sodio, acqua, vermiculite). Prodotto senza profumo.

Smaltire la scatola nella raccolta carta e il sacchetto nella raccolta plastica.

Prodotto in Cina.

ISTRUZIONI D'USO:

Prima dell'uso rimuovere il trucco e detergere viso e palpebre. Estrarre la maschera dal sacchetto e aprirla. Posizionarla sugli occhi chiusi e fissare gli elastici dietro le orecchie. La maschera inizia a riscaldarsi una volta rimossa dal sacchetto – utilizzarla immediatamente dopo l'apertura.

La temperatura massima non supera i 45 °C (temperatura media: 42 °C). La maschera rimane calda per circa 20 minuti. Smaltire la maschera usata nei rifiuti.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

FIGYELMEZTETÉS: A fulladásveszély elkerülése érdekében a csomagolást és a korongokat tartsa gyermekektől és háziállatoktól távol. Eldobható termék.
 LEJÁRATI IDŐ: lásd a csomagoláson.



ISTRUZIONI PER L'USO:

Solo per uso domestico. Non utilizzare la maschera se è danneggiata, non sigillata o oltre la data di scadenza. I portatori di lenti a contatto o occhiali devono rimuoverli prima dell'uso. Non utilizzare colliri immediatamente prima dell'applicazione della maschera. Non adatto ai bambini. Le donne in gravidanza e le persone con patologie oculari o cutanee, o che si sono recentemente sottoposte a trattamenti estetici al viso, devono consultare un medico e prestare attenzione durante l'uso della maschera. In caso di fastidio, sensazione di bruciore, arrossamento o irritazione degli occhi o delle palpebre durante l'uso, interrompere immediatamente l'applicazione e consultare un medico se necessario.

ENTITÀ RESPONSABILE:

SINCO Sp. z o.o.
 Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
 + 48 577 983 939

PRODUTTORE:

SINCO Sp. z o.o.
 Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
 + 48 577 983 939

INDIRIZZO ELETTRONICO:

hello@npuri.eu
 npuri.pl

INDIRIZZO ELETTRONICO:

hello@npuri.eu
 npuri.pl

MERKNAAM:

npuri by Bambiboo

PRODUCTNAAM:**npuri by Bambiboo zelfverwarmend stoomogmasker****BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN:**

In contact met de huid: chloorvrij non-woven materiaal en zachte elastische oorlussen.

Binnenzak: non-woven zakje met zelfverwarmende inleg (ijzerpoeder, actieve kool, natriumpolyacrylaat, natriumchloride, water, vermiculiet). Geurvrij product.

Gooi de doos bij het papierafval en het zakje bij het plasticafval.

Prodotto in Cina.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Verwijder voor gebruik make-up en reinig het gezicht en de oorgaten. Haal het masker uit het zakje en vouw het open. Plaats het over gesloten ogen en bevestig de lussen achter verstikkingsgevaar te voorkomen. Wegwerpproduct. de oren. Het masker begint op te warmen zodra het uit het zakje wordt gehaald – direct na openen gebruiken. De maximale temperatuur overschrijdt 45 °C niet (gemiddelde temperatuur: 42 °C). Het masker blijft ongeveer 20 minuten warm. Gooi het gebruikte masker weg bij het afval.

VEILIGHEIDSINFORMATIE:**GEBRUIKSAANWIJZINGEN:**

Uitsluitend voor thuisgebruik. Gebruik het masker niet als het beschadigd, niet verzegeld of over de houdbaarheidsdatum is. Draggers van contactlenzen of een bril dienen deze vóór gebruik te verwijderen. Gebruik geen oogdruppels vlak vóór het aanbrengen van het masker. Niet geschikt voor kinderen. Zwangere vrouwen en personen met oog- of huidaandoeningen, of die recent gezichtsbehandelingen hebben ondergaan, dienen vóór gebruik een arts te raadplegen en voorzichtig te zijn bij het aanbrengen van het masker. Als u tijdens het gebruik ongemak, een branderig gevoel, roodheid of irritatie van de ogen of oogleden ervaart, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg indien nodig een arts.

VERANTWOORDELIJKE ENTITEIT:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

PRODUCENT:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ELEKTRONISCH ADRES:

hello@npuri.eu
npuri.pl

ELEKTRONISCH ADRES:

hello@npuri.eu
npuri.pl

NUME MARCĂ:

npuri by Bambiboo

NUME PRODUS:

npuri by Bambiboo mască oculară cu abur autoîncălzitoare

INGREDIENTE CHEIE:

În contact cu pielea: material nețesut fără clor și benzi elastice moi pentru urechi.

Buzunar interior: săculeț nețesut cu inserție autoîncălzitoare (pulbere de fier, cărbune activ, poliacrilat de sodiu, clorură de sodiu, apă, vermiculit). Produs fără parfum.

Aruncați cutia la reciclat hârtie și plicul la reciclat plastic.

Fabricat în China.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Înainte de utilizare, îndepărtați machiajul și curățați fața și pleoapele. Scoateți masca din plic și desfășurați-o. Așezați-o peste ochii închiși și fixați benzile după urechi. Masca începe să se încălzească după deschiderea plicului – utilizați imediat după deschidere. Temperatura maximă nu depășește 45 °C (temperatura medie: 42 °C). Masca rămâne caldă aproximativ 20 de minute. Aruncați masca folosită la gunoi.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ:

AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de sufocare, păstrați ambalajul și dischetele departe de copii și animale. Produs de unică folosință. DATA EXPIRĂRII: vedeți ambalajul.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:**

Numai pentru uz casnic. Nu utilizați masca dacă este deteriorată, nesigilată sau după data de expirare. Purtătorii de lentile de contact sau ochelari trebuie să le îndepărteze înainte de utilizare. Nu utilizați picături oftalmice imediat înainte de aplicarea măștii. Nu este destinată utilizării de către copii. Femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni oculare sau ale pielii, sau care au suferit recent proceduri faciale, trebuie să consulte un medic și să manifeste prudență la aplicarea măștii. Dacă în timpul utilizării apar disconfort, senzație de arsură, roșeață sau iritații ale ochilor sau pleoapelor, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic dacă este necesar.

ENTITATE RESPONSABILĂ:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

PRODUCĂTOR:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ADRESĂ ELECTRONICĂ:

hello@npuri.eu
npuri.pl

ADRESĂ ELECTRONICĂ:

hello@npuri.eu
npuri.pl

BRAND NAME:

npuri by Bambiboo

PRODUCT NAME:**npuri by Bambiboo samoohrievacia parná maska na oči****KLÚČOVÉ ZLOŽKY:**

V kontakte s pokožkou: netkaná textília bez chlóru a mäkké elastické pútka na uši.

Vnútorne vrecko: netkané vrecko so samoohrievacou vložkou (železný prášok, aktívne uhlie, polyakrylát sodný, chlorid sodný, voda, vermikulit). Bez parfumácie.

Krabičku vyhodte do papiera, sáčok do plastu.

Vyrobené v Číne.

INŠTRUKCIA POUŽITIA:

Pred použitím odstráňte make-up a očistite tvár a očné viečka. Vyberte masku zo sáčku a rozložte ju. Priložte na zatvorené oči a upevnite pútka za uši.

Maska sa začne zohrievať po vybratí zo sáčku – použite ihneď po otvorení. Maximálna teplota nepresahuje 45 °C (priemerná teplota: 42 °C).

Maska zostáva teplá približne 20 minút. Použitú masku vyhodte do koša.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI:

UPOZORNENIE: Pentru a evita riscul de sufocare, păstrați ambalajul și dischetele departe de copii și animale. Produs de unică folosință.

DÁTUM SPOTREBY: pozri obal.

**POKYNY NA POUŽITIE:**

Len na domáce použitie. Masku nepoužívajte, ak je poškodená, neuzavretá alebo po dátume expirácie. Používatelia kontaktných šošoviek alebo okuliarov by si ich mali pred použitím zložiť. Nepoužívajte očné kvapky bezprostredne pred aplikáciou masky. Nie je určené pre deti. Tehotné ženy a osoby s očnými alebo kožnými ochoreniami, alebo osoby, ktoré nedávno absolvovali kozmetické zákroky na tvári, by sa mali pred použitím poradiť s lekárom a postupovať opatrne. Ak sa počas používania objaví nepohodlie, pálenie, začervenanie alebo podráždenie očí alebo viečok, okamžite prestaňte masku používať a v prípade potreby sa poraďte s lekárom.

ZODPOVEDNÁ OSOBA:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ELEKTRONICKÁ ADRESA:

hello@npuri.eu
npuri.pl

VÝROBCA:

SINCO Sp. z o.o.
Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland
+ 48 577 983 939

ELEKTRONICKÁ ADRESA:

hello@npuri.eu
npuri.pl

MÄRKESNAMN:

npuri by Bambiboo

PRODUKTNAMN:**npuri by Bambiboo självuppvärmande ångögonmask****NYCKELINGREDIENSER:**

I kontakt med huden: klorfritt nonwoven-material och mjuka elastiska öronband.

Innerficka: nonwoven-påse med självuppvärmande insats (järnpulver, aktivt kol, natriumpolyakrylat, natriumklorid, vatten, vermikulit). Parfymfri produkt.

Släng kartongen i pappersåtervinningen och påsen i plaståtervinningen.

Tillverkad i Kina.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER:

Ta bort smink och rengör ansikte och ögonlock före användning. Ta ut masken ur påsen och veckla ut den.

Placera den över slutna ögon och fäst banden bakom

öronen. Masken börjar värmas upp när den tas ut ur påsen – BÄST FÖRE: se förpackningen. använd omedelbart efter öppning.

Maximal temperatur överstiger inte 45 °C

(genomsnittstemperatur: 42 °C). Masken håller sig varm i cirka 20 minuter. Kassera den använda masken i hushållsavfallet.

SÄKERHETSINFORMATION:

VARNING: För att undvika kvävningsrisk, håll förpackningen och pads utom räckhåll och synhåll för barn och husdjur. Engångsprodukt.

BÄST FÖRE: se förpackningen.

**VÄNDNINGSSANVISNINGAR:**

Endast för hemmabruk. Använd inte masken om den är skadad, inte förseglad eller har passerat utgångsdatumet. Användare av kontaktlinser eller glasögon bör ta bort dem före användning. Använd inte ögondroppar omedelbart före applicering av masken. Ej avsedd för barn. Gravida kvinnor och personer med ögon- eller hudåkommor, eller som nyligen har genomgått ansiktsbehandlingar, bör rådfråga läkare och iaktta försiktighet vid användning av masken. Om obehag, brännande känsla, rodnad eller irritation i ögonen eller på ögonlocken uppstår under användning, avbryt användningen omedelbart och kontakta läkare vid behov.

ANSVARIG ENHET:

SINCO Sp. z o.o.

Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland

+ 48 577 983 939

TILLVERKARE:

SINCO Sp. z o.o.

Bastionowa 11, 94-274 Łódź, Poland

+ 48 577 983 939

ELEKTRONISK ADRESS:hello@npuri.eu

npuri.pl

ELEKTRONISK ADRESS:hello@npuri.eu

npuri.pl